

## SİVAS AĞIZ VE DİŞ SAĞLIĞI MERKEZİ STERİLİZASYON İŞLEYİŞ TALİMATI

**1. AMAÇ:** Sterilizasyon ünitesinin çalışmasını tanımlamak

**2. KAPSAM:** Sterilizasyon ünitesi ve tüm poliklinikler

**3. UYGULAMA:**

**3.1** Ağız ve diş sağlığı merkezi poliklinik ve ünitelerde kullanılan diş tedavi setleri (ayna, saund, preselv. b) küvette bulunan enzimatikli solüsyonda, mikromotor, auratör uçları (frezler, kavatron uçları) küçük plastik kaplar içine hekim tarafından kullanıldıktan sonra konulur.

**3.2** Buradaki malzemeler her bölüme ait personel tarafından sterilizasyon ünitesine getirilir. Malzeme teslim formu sterilizasyon ünitesindeki görevli personel tarafından doldurulur.

**3.3** Gelen malzemeler sterilizasyon ünitesindeki görevli personel tarafından ön temizlik yapıldıktan sonra alet yıkama makinesinde 85C de yıkanır.

**3.4** Makinadan çıkan malzemeler dezenfektanlı solüsyonda 20 dk bekletildikten sonra durulanıp kurulanıp paketlenir. Malzemeler konteynıra konulurken içerisine her çevrimde kimyasal indikatör (emulating indikatör, küme testi) konulur.

**3.5** Her çevrimde dökümantasyon etiketi yapıştırılır. (işlem tarihi, son kullanma tarihi, sterili yapan kişi)

**3.6** Haftada iki kez pazartesi ve Perşembe günleri biyolojik indikatör otoklava konulur ve 48 saat inkibatörde bekletildikten sonra değerlendirilir.

**3.7** Otoklavdan çıkan indikatörler ve etiket kontrol edildikten sonra dökümantasyon formuna iliştilir.

**3.8** Malzemeler günlük kullanıma hazır şekilde depolanır.

**3.9** Sterilizasyon ünitesinde mevcut spanç ve ağız pamuk ruloları steril edilir ve depolanır, ihtiyaca göre ünitelere verilir.